

# 分注器 マクロピペット キャンペーン!!

5年間  
保証!

# 30% OFF

全種/各  
**¥16,800**  
(税抜き)

キャンペーン期間 2016年3月31日まで

対象機種 分注器[マクロピペット]

耐薬品性◎



容量設定が簡単で、  
再現性のよい分注を実現!  
5年間の保証付きです!



軽量でソフトな操作性のグリップを実現。片手でワンタッチ使用。

容量設定の手順は、設定する容量を表示板の目盛に合わせるだけ。

サンプル吸引時に接触するのはチップ内のみ。本体が汚染されません。

## ■マクロピペット仕様

品目コード	品名	分注器範囲mL	1目盛mL	精度%	再現性%	価格¥	キャンペーン価格¥
025060-01	マクロピペット1mL	0.2~1	0.1	±1	≤1	24,000	16,800
025060-02	マクロピペット2mL	0.4~2	0.1	±1	≤1	24,000	16,800
025060-05	マクロピペット5mL	1~5	0.5	±1	≤1	24,000	16,800
025060-010	マクロピペット10mL	2~10	0.5	±1	≤1	24,000	16,800

# 分注器 “デジフィットマスター” デジタル可変式 発売中!!

〈関連品〉 ※キャンペーン対象製品ではありません。

## 特徴

- 60万回のピペッティングが可能なシールリングを採用
- チップ着脱時の磨耗に強い高耐久ノズル
- 容量の微調整が簡単
- 耐摩耗性を向上したロングライフのディスペンサー
- フィット感を重視、長時間の作業でも疲れにくい
- オートクレーブ滅菌、UV滅菌可能



## ■ デジフィットマスター仕様

品目コード	型 式	測定容量 $\mu$ L	精度%	再現性%	分注範囲 $\mu$ L	目盛単位 $\mu$ L	適合チップ	価格 $\yen$
025700-2	デジフィットマスター2	0.2	$\pm 12.0$	$\leq 6.0$	0.1~2	0.002	UT/UTR	33,000
		1	$\pm 5.0$	$\leq 2.5$				
		2	$\pm 3.0$	$\leq 1.0$				
025700-10	デジフィットマスター10	1	$\pm 4.0$	$\leq 3.0$	0.5~10	0.01	SS/SSR	33,000
		5	$\pm 1.0$	$\leq 1.0$				
025700-20	デジフィットマスター20	10	$\pm 1.0$	$\leq 0.5$	2~20	0.02		30,000
		2	$\pm 5.0$	$\leq 3.0$				
		20	$\pm 1.0$	$\leq 0.4$				
025700-100	デジフィットマスター100	10	$\pm 2.0$	$\leq 1.0$	10~100	0.1	SG/SGR	30,000
		50	$\pm 1.0$	$\leq 0.3$				
		100	$\pm 0.8$	$\leq 0.3$				
025700-200	デジフィットマスター200	20	$\pm 1.0$	$\leq 0.5$	20~200	0.2		30,000
		100	$\pm 0.8$	$\leq 0.3$				
		200	$\pm 0.8$	$\leq 0.2$				
025700-1000	デジフィットマスター1000	100	$\pm 1.0$	$\leq 0.5$	100~1000	1	LG/LGR LE/LER	30,000
		500	$\pm 0.8$	$\leq 0.3$				
		1000	$\pm 0.7$	$\leq 0.2$				
025700-5000	デジフィットマスター5000	1000	$\pm 1.0$	$\leq 0.3$	1000~5000	10	X/XR	35,000
		2500	$\pm 0.8$	$\leq 0.3$				
		5000	$\pm 0.6$	$\leq 0.2$				
025700-10000	デジフィットマスター10000	1000	$\pm 2.0$	$\leq 0.4$	1~10mL	10	Z/ZR	40,000
		5000	$\pm 0.8$	$\leq 0.3$				
		10000	$\pm 0.4$	$\leq 0.2$				

●このカタログに記載の価格および仕様、外観は2016年1月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。  
●カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。●本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。●ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。

◆SIBATA 製品のご用命は

株式会社成瀬器械  
〒020-0124  
岩手県盛岡市厨川1丁目17番2号  
TEL 019-648-8888  
FAX 019-648-8889  
E-mail info@narusekikai.co.jp  
HP http://narusekikai.co.jp



SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.

**柴田科学株式会社**

本 社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62  
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207  
大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-207-3750  
名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)

☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

No.151203N079